

## 全民健康保險病人使用自費醫材說明書

一、使用品項：可納特組織縫合裝置系統 - 緊固圈

衛署醫器輸字第 028574 號 院內碼：20332318

二、自費金額：5460元

三、產品特性、應注意事項、副作用、與健保給付品項之療效比較：

產品特性：

COR-KNOT QUICK LOAD 裝置搭配上 緊固圈共同使用可以在心臟瓣膜手術中加速瓣膜縫合速度以及更牢固的固定住瓣膜，並且也可以使用在達文西機器人心臟手術以及微創心臟瓣膜手術。

注意事項：

請勿在同一個 COR-KNOT 緊固圈上擠壓紫色拉桿超過一次。如果裝置未切斷縫合線，則用剪刀剪斷縫合線。避免因不當擠壓裝置紫色拉桿或用手術器械等等物品擠壓或損壞緊固圈。如果緊固圈裝置尖端脫落或沒有正確的裝載，拆下鬆動的緊固圈，請重新裝載新的緊固圈。在適當情況下檢查止血或滲漏情況。

副作用：

與使用手術縫合線和鈦金屬相關的副作用包括但不限於：切口裂開、血栓形成、栓塞、尿道和膽道結石形成、傷口感染、輕微急性炎性組織反應，以及短暫的局部刺激。外科用鈦金屬不被人體吸收，而且通常不引起炎性反應。

與健保給付品項之療效比較：

無可比較之產品