

國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院
National Taiwan University Hospital Hsin-Chu Branch
全民健康保險病人使用自費醫材說明書

一、使用品項：奈維可吸收性組織修補片

二、型號：NV-ET-M60E-2，規格：NV-ET-M60E-2，60mm。

三、外觀形狀：綠色，管型。

四、材質：可吸收性PGA材料。

五、度量與包裝：1 SET/BOX，滅菌包裝。

六、許可證字號：衛部醫器輸字第027776號

七、自費金額：10400元(以電腦設定為準)

八、產品特性、應注意事項、副作用、與健保給付品項之療效比較：

a. 產品特性：

本產品是一個可吸收性補強材料，使用於不需長時間癒合的位置，並經臨床使用證實：

(1)本產品搭配Ethicon自動縫合器60mm釘子使用。

(2)本產品約15週可被吸收，如同可吸收的PGA縫合材料，所以適合使用在不需要長時間癒合的傷口。

b. 適應症：

本產品用於補強縫合位置，可用於以下情形：

(1)補強不需長時間癒合的部位。

(2)補強脆弱器官的縫合處，如：肺、支氣管、肝及消化道。

c. 注意事項：

在使用前應閱讀禁忌症、警告及以下資訊：

1. 使用注意：

使用在虛弱的病人或需長時間癒合的傷口時應考慮其可行性。

2. 重要基礎照護：

發生術後感染時，移除本產品並採取清創處置。

全民健康保險病人使用自費醫材說明書

3. 不良反應：

依本產品特性，可能會有以下狀況：

- ★本產品長時間與輸尿管及膽道接觸可能會造成結石。
- ★因過高的張力而無法支持作用位置。
- ★在老年、虛弱病人或傷口需要長時間癒合時無法支持作用位置。
- ★輕微的急性組織發炎。
- ★發炎或是部分材料壓迫伴隨延遲吸收或是物理性刺激(使用在只有少量血流或是靠近皮膚的位置時)。
- ★由於溶解後未代謝材料的堆積而使局部 pH 下降，並進而造成發炎(使用在只有少量血流或是靠近皮膚的位置時)。

4. 使用於老年病人時：

使用於老年病人時應考慮本產品特性。

5. 使用於懷孕或哺乳婦女：

本產品使用在懷孕、哺乳及可能懷孕的婦女時應考慮本產品特性。

6. 使用於兒童：

目前並沒有使用在兒童的充分資訊，因此本產品使用在兒童時應考慮本產品特性。

d. 副作用：

目前無臨床證實副作用。

e. 與健保給付品項之療效比較：

此品項為自費品項，無健保品項。