

## 全民健康保險病人使用自費醫材說明書

一、 使用品項：“Ethicon” SURGICEL Absorbable Hemostat “愛惜康”止血氧化纖維

二、 自費金額：1950 元（註：自費金額如有異動，請以電腦設定為準。）

三、 產品特性：

-特性:本產品為無菌的吸收性纖維，以再生纖維素經控制的氧化作用處理後製成。纖維呈白色，表面有淺黃色敷料，帶有些微類似焦糖的氣味。本產品材質強韌，可承受縫合或切割而不磨損，且性質穩定，可儲存人為控制之室溫環境中。產品存放一段時間後可能略為變色，但其效能不受影響。

-作用: 本產品經血液浸透後，會膨脹為褐色或黑色膠狀團塊，可便於血液凝結，從而輔助抑制局部出血。若能正確使用最低所需量，植入部位可吸收本產品，幾乎不會引起組織反應。

-適應症:本產品可在手術中輔助止血:在縫合或其他常規止血方式不可行或效果不彰時，本產品可協助控制微血管、靜脈、小動脈出血。

四、 注意事項：

1. 本產品不可用於控制大動脈出血
2. 本產品不可用於非出血性的血清滲出表面，因為全血以外的體液如血清無法與本產品產生反應，達到理想的止血效果
3. 本產品為吸收性止血紗布，不可用於預防沾黏
4. 當本產品用於骨骼孔洞、骨骼邊緣區域、脊椎/視神經以及視交叉部位、周邊或附近區域以協助止血時，達到止血效果後務必將其移除，以免本產品膨脹產生額外壓力
5. 若因治療需要必須將本產品進行綑綁或填塞，止血後須將本產品移除
6. 本產品不可用於骨骼凹陷處如骨折，以免妨礙組織癒合或形成囊腫
7. 本產品為無菌包裝供貨，因材質無法接受高壓滅菌/氧化乙烯消毒，因此不可重複滅菌
8. 避免將本產品放入受污染的傷口內縫合(若未正確引流，可能引起併發症)
9. 本產品在乾燥狀態下止血效果較佳，使用前勿以水/生理食鹽水沾濕
10. 勿將本產品以抗感染藥物或其他材料如緩衝或止血物質浸濕，添加凝血酵素不會提高本產品的止血效果(因凝血酵素的活性會遭本產品的酸性破壞)
11. 使用本產品僅需取用足以止血的份量，將其緊壓於出血部位直到止血。手術縫合前應清除多餘產品以便組織吸收並降低引起異物反應的機率

五、 副作用: 曾有病患發生體液封入(Encapsulation)與異物反應，若以本產品當作包裹物時，請避免包紮過緊以免發生血管狹窄(stenotic effect)等情形。使用本產品於骨骼孔洞、骨骼邊緣區域、脊椎/視神經以及視交叉部位、周邊或附近區域時用量過多可能造成患者麻痺或神經損傷。另，本產品的酸性特質可能使患者出現輕微燒灼/刺痛感。

六、 與健保給付品項之療效比較： 相較於健保品項，本產品止血效率更高，可輔助使用於出血量較大的情境。本產品材質強韌，可承受縫合或切割而不磨損。