

全民健康保險病人使用自費醫材說明書

一、 使用品項：“Ethicon” Dermabond Topical Skin Adhesive “愛惜康”得美棒皮膚黏膠劑

(醫材碼:20471319)

二、 自費金額： 1456元 (註：自費金額如有異動，請以電腦設定為準。)

三、 產品特性：

本產品是一種無菌液態的皮膚黏膠，含有單體(2-辛基氰基丙烯酸酯)結構以及著色劑 D&C 紫色二號。本產品為單劑裝塗抹器(applicator)，且以外加透明塑膠裝方式供貨。鋼筆式塗抹器包括一個可壓碎的玻璃安瓶裝於塑膠瓶內。塗抹於皮膚時，液體的黏性如同糖漿一般，數分鐘後會完成聚合作用。研究結果顯示使用本產品後，能產生屏障作用，預防生物滲入癒合中的傷口。

適應症：

本產品適用於局部塗抹，使手術切開(包括微創手術的穿刺，以及簡易且經徹底清潔的撕裂性外傷)之傷口的鄰近皮膚邊緣容易密合；本產品可與深層皮膚縫線搭配使用(但無法取代之)

四、 注意事項：

1. 請勿用於任何有明顯感染、壞疽或褥瘡性傷口。
2. 請勿用於黏膜表面或黏膜及皮膚的接合線(如口腔、唇)，或可能經常接觸體液或毛髮濃密處的皮膚。
3. 請勿用於已知對氰基丙烯酸酯(CYANOACRYLATE)或甲醛過敏的病人。
4. 請勿將本產品塗抹於潮濕的傷口。
5. 請勿將本產品使用於眼睛，若不慎接觸眼睛，以大量生理食鹽水或清水沖洗眼睛，若仍有黏膠殘餘，使用局部眼藥膏協助使黏著部位鬆開，並連絡眼科醫師
6. 使用本產品於靠近眼睛的傷口時，應是當調整病人姿勢，以避免溢流的黏膠流入眼睛(應使用紗布蓋住並保護病人的眼睛，將凡士林預抹於眼睛周圍提供機械性障礙或屏障，能有效預防黏膠不慎流入眼中。
7. 本產品不會黏附於已預先塗抹凡士林的皮膚，因此避免將凡士林塗抹於任何計畫使用本產品黏附的皮膚。
8. 本產品不應用於皮膚以下的組織，因為聚合的物質無法被組織吸收，並且可能引起異物反應。
9. 本產品不應用於高皮膚張力區域，或橫越皮膚張力增加的區域(如關節、手肘或膝蓋)，除非關節在皮膚癒合期間受到固定而無法移動，或使用本產品前，經由施用其他傷口壁和裝置(如縫合線或皮膚釘)移除皮膚張力。
10. 本產品不適用於可能重複或長時間接觸水分或產生摩擦的傷口部位。
11. 本產品包裝僅供單一病人使用，完成每一個傷口關合步驟後，請將未用完的剩餘材料丟棄。

五、 副作用：對氰基丙烯酸酯或甲醛過敏之病患可能發生不良反應、用於皮膚表面時因聚合反