

國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院
National Taiwan University Hospital Hsin-Chu Branch
全民健康保險病人使用自費醫材說明書

一、使用品項：顱內壓監測器（顱內釘組）(NEUROMONITOR BOLE KIT) 20500319

衛署醫器輸字第 011170 號

二、自費金額：20,995 元(以電腦設定為主)

三、產品特性、應注意事項、副作用、與健保給付品項之療效比較：

產品特性：

是一條一端載有微小的矽高感度壓電式壓力感測器及另一端有電連接器的導管。它的目的是和產品編號 82-6605 的柯特曼微感應介面控制組或產品編號 82-6634 及 82-6635 的柯特曼顱內壓監測器同時使用。感測器結合顱內壓監測器或介面控制組時，可用於各種顯示顱內壓波形或結合顱內壓結果與其他生命徵象資訊的病人監測系統。

注意事項：

1. 為單次使用無菌產品，勿重覆消毒使用。
2. 本產品之設計僅限搭配柯特曼顱內壓監測鑽孔組使用。如與其他鑽頭一起使用時，可能會不合。
3. 不要用力拉或搖晃導管。
4. 變換器如果接觸到超過 1250 毫米水銀柱的壓力時便會破裂。
5. 感應器在插入前必須歸零至大氣壓力。
6. 變換器的元件對光敏感，在歸零及使用時，應避免使其直接照射到光源。

國立臺灣大學醫學院附設醫院
National Taiwan University Hospital
全民健康保險病人使用自費醫材說明書

副作用：從顱骨、皮質或腦硬膜處留置螺拴的部位，可能會發生出血。在插入前應檢查病人的血液凝血因子。感染、皮下腦脊液流出及神經方面的後遺症為此手術可能之併發症。

與健保給付品項之療效比較：無健保可替代醫材

四、使用原因(含不符健保給付規定之原因)：

可於需要直接監測顱內壓時使用。僅供用於監測腦硬膜下及腦內組織的壓力。