

全民健康保險病人使用自費醫材說明書

一、使用品項：關節緣互鎖式骨板釘組 2.4/3.5/5.5mm periarticular locking plate

衛署醫器輸字第 009500 號 20335242~20335244

二、自費金額：62400 元/42835 元/56940 元(註：自費金額如有異動，請以電腦設定為準。)

三、產品特性、應注意事項、副作用、與健保給付品項之療效比較：

比較項目	特材	健保治療方式
固定方式	採螺釘與鋼板互鎖，固定力較強，適合粉碎性/骨質疏鬆骨折使用	採螺釘加壓鋼板與骨頭，固定力較差，較不適合粉碎性/骨質疏鬆骨折
住院時間	應固定力強，患者可及早下床活動，亦可搭配微創手術，住院時間較短	應固定力較弱，患者臥床時間加長，住院時間較長
身體活動程度	可提早進行復健運動，術後關節活動較佳	較特材為差
使用者接受程度	採近關節面解剖設計，關節處較薄，較不易有異物感	較易有異物感

四、使用原因(含不符健保給付規定之原因)：

- 互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，為不可替代之療效。且可搭配微創手術，減少術中血流量以及對於軟組織的傷害
- 捷邁關節面解剖型互鎖式骨版系統採用 22-13-5 特殊鋼材，強度為健保 316L 鋼材 3 倍，為同產品鈦合金強度 1.5-2 倍，同時此鋼材不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之臨床問題。互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。本產品亦採取生理解剖性設計，患者植入時間較不易感到異物感
- 互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。本產品亦採取生理解剖性設計，患者植入時間較不易感到異物感